

# 正壓隔離運送艙

說明:

- 1.適用患者進行骨髓移植之無污染搬運。
- 2.世界最輕及最小運送艙。
- 3.快速組合，採用特殊密封拉鍊，方便緊急使用。
- 4.在運輸過程中，有完善患者固定系統。
- 5.提供 TUV 產品認證報告。
- 6 所有隔離艙材質及過濾系統皆可去污染處理及再使用。



規格:

## 1.正壓隔離運送艙:

展開尺寸:長 203 公分 X 寬 64 公分 X 高 44 公分。

收納尺寸:長 98 公分 X 寬 22 公分 X 高 60 公分。

輕便淨重不超過 14KG。

## 2.快速組合特殊密封拉鍊設計，可避免任何液體出入。

具 4 個透明大視窗(40 公分 X 80 公分)及 4 個手臂操作系統，可完全掌控患者狀況。

## 3.提供正壓過濾通風系統，可連續工作 4 小時以上。

且過濾效率達 0.3ul，99.97%，流量達 150dm<sup>3</sup>/min。

## 4.在運輸過程中完善的患者固定系統。

## 5.另配備 4 個可用於點滴、輸液、排液或心電圖電極輸入口。

## 6.提供 TUV 認證報告。

